



COPPER IUD INSERTION KIT

This insertion kit contains:

- 1 Pozzi tenaculum forceps
- 1 Cheron forceps
- 1 string scissors

Insertion instructions

The IUD insertion kit should only be used by a qualified healthcare professional.

After inserting the speculum, cleanse and disinfect the cervix using the Cheron forceps.

If necessary, grip the cervix with the Pozzi tenaculum forceps to straighten the uterus and position it in line with the vagina.

Use the hystrometer to estimate the uterine depth.

Insert the IUD according to the manufacturer's instructions included in the IUD packaging.

Once the IUD is inserted, cut the strings to the desired length using the string scissors.

After use

After the procedure, destroy the products used and the packaging according to the applicable procedure at your facility for medical waste management.

Recommendations :

Read the IUD manufacturer's insertion instructions.

Verify the integrity of the packaging as well as the expiry date before use.

These devices are for single use.

They should not be used if the packaging has been opened or damaged, and they cannot be reused. Failure to follow this rule may impair the performance of these devices as well as increase the risk of contamination.

Storage conditions:

Sterile unless the package is opened or damaged. Instruments should not be reused and should be destroyed after use.

Store in a dry cool place, away from humidity and direct sunlight.

SINGLE-USE DEVICES – DO NOT REUSE

Distribué par



Laboratoire CCD

Laboratoire CCD
48, rue des Petites Écuries
75010 Paris - France
Tel : 01.44.95.14.95

contact : informed@ccdlab.com

REF 7005630

SMB CORPORATION OF INDIA

(An ISO 14001 : 2015 / ISO 13485 : 2016 Certified Company)
13, 33-36, Prem Industrial Estate, Jogeshwari (E),
Mumbai 400 060, India
E-mail : sales@smbcorpn.com
Website: www.smbcorpn.com

EC REP Obelis S.A, Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Ref 2007961 Rev. 02, Dated 02.03.2019
QA/KIT/IFU/CCD



KIT de POSE pour DISPOSITIF INTRA-UTERIN au CUIVRE

Ce kit de pose contient :

- 1 pince de Pozzi
- 1 pince de Chéron
- 1 paire de ciseaux coupe-fils

Notice d'utilisation

Le kit de pose de DIU doit être utilisé par un professionnel de santé qualifié.

Après la mise en place du spéculum, le col sera nettoyé et désinfecté en utilisant la pince de Chéron.

Si besoin, saisir le col avec la pince de Pozzi pour redresser l'utérus et le positionner dans l'axe du vagin.

Utiliser l'hystéromètre pour estimer la profondeur utérine.

La mise en place du DIU sera réalisée selon les instructions du fabricant incluses dans l'emballage du DIU.

Une fois le DIU mis en place, couper les fils du DIU à la longueur souhaitée en utilisant les ciseaux coupe-fils.

Après utilisation

Après l'intervention, détruire les produits utilisés et les emballages selon la procédure en vigueur dans votre établissement concernant le traitement des déchets médicaux.

Recommandations :

Lire la notice d'utilisation du fabricant de DIU.

Vérifier l'intégrité de l'emballage ainsi que la date de péremption avant utilisation.

Ces dispositifs sont à usage unique. Ils ne doivent pas être utilisés si l'emballage a été ouvert ou endommagé, et ne peuvent être réutilisés. Le non-respect de cette règle peut entraîner une altération de performance de ces dispositifs ainsi qu'un risque élevé de contamination.

Conditions de stockage :

Stérile sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé. Les dispositifs ne doivent pas être réutilisés et doivent être détruits après emploi.

A conserver dans un endroit sec à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE – NE PAS REUTILISER

Distribué par



Laboratoire CCD

Laboratoire CCD
48, rue des Petites Écuries
75010 Paris - France
Tel : 01.44.95.14.95

contact : informed@ccdlab.com

REF 7005630

SMB CORPORATION OF INDIA

(An ISO 14001 : 2015 / ISO 13485 : 2016 Certified Company)
13, 33-36, Prem Industrial Estate, Jogeshwari (E),
Mumbai 400 060, India
E-mail : sales@smbcorpn.com
Website: www.smbcorpn.com

EC REP Obelis S.A, Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Ref 2007961 Rev. 02, Dated 02.03.2019
QA/KIT/IFU/CCD